

## Anwendungsblatt

### Knetsilikon Ki

Art. 500064

#### **Produktbeschreibung:**

Knetbares, elastomeres Präzisions-Vorabformmaterial auf Vinylpolysiloxanbasis.  
Additionsvernetzend.

#### **Anwendung:**

Zur Herstellung von Abdrücken jedweder Art – auf Gesicht, Körper, Zähnen,  
und im Speziellen für unser Zahnsystem.

Das Set besteht aus: 450 ml Basis- und 450 ml Härtermasse

#### **Sicherheitsratschläge:**

Kontakt mit Kleidungsstücken vermeiden, da das Material durch chemische  
Reinigung nicht entfernbar ist.

#### **Verarbeitung:**

Dosierung: Im Verhältnis 1 : 1 Basis- und Härtermasse  
Unter Verwendung der Dosierlöffel, jeweils gleiche Mengen Basis- und Härtermasse  
entnehmen.

Mit den Händen so lange verkneten, bis sich die beiden Farbtöne zu einem neuen  
Farbton vermischt haben.

Werden Handschuhe verwendet, sollten diese auf Materialverträglichkeit getestet  
werden – Vinylhandschuhe werden empfohlen.

Ausgiessen der Abformungen nach 1 Stunde und bis 14 Tage möglich.

#### **Verarbeitungszeit:**

Mischzeit und Applikationszeit ca. 2 Min. – Abbindezeit ca. 3-4 Min.  
Raumtemperatur möglichst nicht höher als 23° C.

Technische Daten nach DIN EN 24 823

Weitere Anregungen zur Verarbeitung erhalten Sie jederzeit von  
unserem Fachberater Herrn Schmidt-André