

Mode d'emploi

PROSSAR KI

Art. 500027

Utilisation :

Pour faire disparaître de la peau d'éventuels résidus de colle provenant de la colle spéciale *Spezialkleber Ki*.

Ce produit existe sous deux formes différentes : sous forme liquide ou alors sous forme de gel

Comment procéder :

Imbibez un tampon d'ouate ou un chiffon doux de PROSSAR KI et nettoyez la peau concernée en frottant légèrement ou alors si vous utilisez le gel, appliquez-le sur les endroits à résidus de colle, frottez légèrement et enlevez le tout à l'aide d'un chiffon.

Tuyaux et combines :

Si les résidus de colle sur la peau sont vraiment importants laissez agir le produit un certain temps.

Nettoyage :

Après le traitement ci-dessus, il est recommandé de bien nettoyer la peau au savon et à l'eau ou à l'aide d'une lotion pour le visage.

Si vous désirez de plus amples explications veuillez bien vous adresser à Monsieur Schmidt-André, notre spécialiste. Il se mettra à votre disposition pour vous transmettre des idées et des conseils supplémentaires.