

Flock

Art. Nr. 500200

Dose / 100 g

	HKS K 30 % 71	HKS K 30 % 74	HKS K 60 % 91	40 +Y 50 C15 M50	100 +Y 5 CO M30	CM +Y C5 M40
white	beige	brownbeige	lightgrey	rehbrown	yellow	pink
35 +Y 5 C15 M90	40 +Y 5 C40 M80	70 +Y 15 C80 M100	90 +Y 5 C100 M40	CM +Y 5 C90 M15	CM +Y 5 C100 M70	
lightred	cherryred	bordeaux	green	türkis	blue	black

Flock constitutes a mass of viscose fibre grinded to the length of 0,5-0,8 mm

Products suitable for the colouring with flock include: Cold foam KI, Silicone KI, SkinElast KI, Latexmilch KI, ProsSkin KI.

No negative occurrences observed when used in conjunction with all FX-products.

Beispiel:

Gestalten Sie eine "Latex-Mull-Dauerglatze", so können Sie durch schichtweises Beimischen von Flock eine vibrierende Färbung erzeugen. Erste Schichten in rot, dann blau und türkis und abschließend die gewünschten Hauttöne.



Skinner Flockgerät inkl. 3 Applikatoren *Neu*

Applikatoren mit 6, 12 und 18 cm Durchmesser, jeweils mit einem feinen und groben Sieb.

Inkl. Netzgerät

Skinner - Leihgerät für elektrostatische Beflockungsarbeiten:

Flock mit einer längeren Schnittlänge auf Anfrage.